
1 Introduction

2 Analyse des dangers : bouillonboltonb01070sthermofisher

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Tilte

EmillA – Analyse des dangers du produit
bouillonboltonb01070sthermofisher

Company

Oxoid Ltd

Date

2026-07-06

Version

Rev0

Auteur

Emilia 0.7.1



1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **bouillonboltonb01070sthermofisher**.

L'analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d'exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, ...) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l'ECHA, ...) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l'utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle **Emilia** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.

L'analyse se limite à une analyse des dangers. L'exposition au risque basée sur les conditions réelles d'utilisation in-situ n'a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l'INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

2 Analyse des dangers : bouillonboltonb01070sthermofisher

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **bouillonboltonb01070sthermofisher**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Fabriqué par	Oxoid Ltd
État physique	liquide (ou givre)
Forme	-
pH	Non disponible
Usage	Substances chimiques de laboratoire.
Date FDS	2026-03-06

La FDS date du 2026-03-06. Elle a donc 0 an(s).

| 2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.

| 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d'avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -

- UN : -

| 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

skin : Rincer immédiatement à l'eau savonneuse et à grande eau.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

ingestion : Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau.

inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.

2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Mains	Gants de protection • Utiliser des gants jetables. • Références aux normes : EN 374 (recommandations minimales du fabricant). • Le document mentionne « Matériau des gants », « Épaisseur des gants », « Temps de pénétration » et « Norme passage gants européenne », mais ne précise pas les valeurs exactes ou les types de matériaux.
Yeux	Lunettes / écrans faciaux • Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. • Norme européenne : EN 166.
Peau	-
Système respiratoire	Masques respiratoires / filtres • Aucun équipement de protection respiratoire n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale. • En cas d'utilisation à grande échelle ou d'urgence, il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire approuvé NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes

ZONES À PROTÉGER

MESURES À ENVISAGER

d'irritation apparaissent. • Type de filtre recommandé: filtre à particules.

Corps

Vêtements de protection / combinaisons • Porter des vêtements à manches longues. • Pas de spécifications supplémentaires (matériau, type de combinaison, etc.) sont données.

| 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	- Mettre en place une ventilation adaptée. - Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. - Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Éviter l'ingestion et l'inhalation. - Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. - Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. - Se laver les mains avant les pauses et après le travail.
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	- Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - Protéger de l'humidité. - Protéger de la lumière du jour. - Éviter les excès de chaleur.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	Substances chimiques de laboratoire.