
1 Introduction

2 Analyse des dangers : perfringens_tsc_selective_supplementsr0088ethermofisher

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Tilte

EmillA – Analyse des dangers du produit
perfringens_tsc_selective_supplementsr0088ethermofisher

Company

Oxoid Ltd

Date

2026-07-06

Version

Rev0

Auteur

Emilia 0.7.1



1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **perfringens_tsc_selective_supplementsr0088ethermofisher**.

L'analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d'exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, ...) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l'ECHA, ...) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l'utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle **Emilia** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva. L'analyse se limite à une analyse des dangers. L'exposition au risque basée sur les conditions réelles d'utilisation in-situ n'a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l'INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

2 Analyse des dangers : perfringens_tsc_selective_supplementsr0088ethermofisher

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **perfringens_tsc_selective_supplementsr0088ethermofisher**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Fabriqué par	Oxoid Ltd
État physique	solide
Forme	granulés (granules)
pH	Non disponible
Usage	Utilisation recommandée: substances chimiques de laboratoire.
Date FDS	2026-02-24

La FDS date du 2026-02-24. Elle a donc 0 an(s).

| 2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.

| 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d'avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

| 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

skin : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

ingestion : Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Consulter un médecin en cas de symptômes.

inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.

| 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

| 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Mains	Gants de protection. Matériau : non précisé dans le document (à vérifier auprès du fournisseur). Temps de passage : non précisé. Épaisseur des gants : non précisé. Norme EN 374. Gants jetables recommandés. Consulter les recommandations du fabricant (exigence minimale). Inspecter les gants avant utilisation. Observer les instructions de perméabilité et de temps de pénétration fournies par le fournisseur.
Yeux	Lunettes de sécurité à écrans latéraux ou lunettes étanches. Norme européenne EN 166. À porter en cas de probabilité d'éclaboussures.
Peau	-
Système respiratoire	Aucun équipement de protection respiratoire n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale. À grande échelle / utilisation d'urgence : Utiliser un appareil respiratoire approuvé NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136. Type de filtre recommandé : filtre à particules. Normes NIOSH/MSHA, EN 136. À employer uniquement si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation apparaissent.
Corps	Vêtements à manches longues. Non spécifié. Porter des vêtements longs pour éviter tout contact avec la peau.

| 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	- Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. - Mettre en place une ventilation adaptée. - Éviter l'ingestion et l'inhalation. - Éviter la formation de poussières. - Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. - Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. - Se laver les mains avant les pauses et après le travail.
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Le produit est sensible à l'air. Aucun matériau incompatible n'est mentionné.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	Utilisation recommandée: substances chimiques de laboratoire.